

## چک لیست و فرم ارزشیابی امتحان QSCE-پرایک- زمان ۱۰ دقیقه

"اندازه گیری فشار خون بازویی با فشارسنج عقربه ای"

جمع	عنوان مراحل انجام کار	اسامی دانشجویان	ردیف
۱- ثبت و چارت در فرم مخصوص			*
۱- برگرداندن مددجو به و ضعیت مناسب و جمع کردن وسایل			۱
۱- باز کردن پیچ هوا به آرامی و شنیدن صدای اول و پنجم کورتکوف			۲
۳۰ mm/Hg			۳
۹- پر کردن کاف تا ۳۰ mm/Hg بالاتر از حد محوشدن نبض			۴
۸- تمیز کردن گوشی و گذاشتن دیافراگم بال گوشی روی محل نبض پر اکیال و بیرون از کاف			۵
۷- باز کردن پیچ هوا و تنظیله کاف، توقف به مدت ۳۰ ثانیه			۶
۶- لمس شریان رادیال ، بستن پیچ هوا و پر کردن کاف تا قطع نبض			۷
۵- بستن کاف بالای شریان پر اکیال بالای ۲cm باز			۸
۴- قراردادن بیمار در وضعیت مناسب و بالا زدن کامل آستین لباس مددجو			۹
۳- برقراری ارتباط مناسب با بیمار(بررسی موارد موثر بر (BP			
۲- شناسایی بیمار و توضیح در مورد تکنیک موردنظر			
۱- شستن دست و انجام اقدامات پیشگیری از انتقال عفونت			